


Asegura que el **agua** que utilices esté **limpia:**


- Lava y talla la cisterna con **agua, jabón y cloro cada seis meses**
- Desinfecta el agua de la cisterna, aplicando este sencillo método:



1 En una botella de plástico limpia y sin etiqueta, de preferencia de 600 mililitros, hazle múltiples perforaciones pequeñas, que permita el ingreso de agua e introduce en la botella pequeñas piedras previamente lavadas para que permita que la botella siempre esté sumergida.

2

Agrega a la botella una pastilla de hipoclorito de calcio en trocitos (no en polvo) por cada 3,000 litros que tenga tu cisterna.



3

Cierra la botella con su tapa.